

7. ボルドー液調剤表

ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量		ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量		ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量	
	硫酸銅	生石灰		硫酸銅	生石灰		硫酸銅	生石灰
	g	g		g	g		g	g
6-6 式	600	600	4-6 式	400	600	3-9 式	300	900
6-4 式	600	400	4-4 式	400	400	3-8 式	300	800
6-3 式	600	300	4-2 式	400	200	3-3 式	300	300
4-12 式	400	1,200	3-15 式	300	1,500	3-2 式	300	200
4-8 式	400	800	3-12 式	300	1,200	2-12 式	200	1,200

ボルドー液と調合方法は以下の手順を原則とする（100ℓ 調合の例）。

- ① 生石灰に生石灰の約 3 倍重量の水をまぜて消化させ、温度が下がるまで放置する。
- ② 消化した石灰に全水量の 1~2 割（10~20ℓ）の水を加え、石灰乳とする。
- ③ 硫酸銅を全水量の残り量（80~90ℓ）に溶かす。
- ④ ②の石灰乳に③の硫酸銅液を攪拌しながら徐々に加えて 100ℓ にする。