

## 7. ボルドー液調剤表

ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量		ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量		ボルドー液 の呼称	水 100ℓ に 対する薬量	
	硫 酸 銅	生 石 灰		硫 酸 銅	生 石 灰		硫 酸 銅	生 石 灰
	g	g		g	g		g	g
6－6 式	600	600	4－6 式	400	600	3－9 式	300	900
6－4 式	600	400	4－4 式	400	400	3－8 式	300	800
6－3 式	600	300	4－2 式	400	200	3－3 式	300	300
4－12 式	400	1,200	3－15 式	300	1,500	3－2 式	300	200
4－8 式	400	800	3－12 式	300	1,200	2－12 式	200	1,200

ボルドー液と調合方法は以下の手順を原則とする（100ℓ 調合の例）。

- (1) 生石灰に生石灰の約 3 倍重量の水をまぜて消化させ、温度が下がるまで放置する。
- (2) 消化した石灰に全水量の 1～2 割（10～20ℓ ）の水を加え、石灰乳とする。
- (3) 硫酸銅を全水量の残引量（80～90ℓ ）に溶かす。
- (4) (2)の石灰乳に(3)の硫酸銅液を攪拌しながら徐々に加えて 100ℓ にする。